



MORPHO

Plaque cervicale d'arthrodèse

Cervical arthrodesis plate

Système de plaque cervicale d'arthrodèse conçu pour assurer une stabilité post-opératoire temporaire au rachis cervical pendant le développement d'une fusion rachidienne solide.

Cervical arthrodesis plate system intended to provide a post-operative temporary stability to the cervical spine during the development of a solid spinal fusion.



Caractéristiques


- Anatomique : 8°
- Simple et sûr : bouton de blocage intégré (rotation 90°)
- Pratique : polyaxialité vis Ø 4
- Gamme complète : Ø 4 & 4,5
27 tailles - de 1 à 4 niveaux de configuration
- Profil réduit : 1,6 mm

Features

- Anatomic: 8°
- Easy and safe: integrated locking button (90° rotation)
- Practical: multiaxiality screw Ø 4
- Complete range: Ø 4 & 4,5
27 Sizes - from 1 to 4 level configurations
- Low profile: 1.6 mm

Matière/Material:
Titanium TA6V

Approche/Approach:
antérieure/anterior







Indications

Traitement des troubles dégénératifs de la colonne cervicale (C3-T1) incluant :

- Pathologies dégénératives
- Déformation rachidienne (cyphose, lordose, scoliose)
- Traumatologie (dont fractures)
- Pathologies tumorales

Treatment of degenerative diseases of the cervical spine (C3-T1) including:

- Degenerative pathologies
- Spinal deformity (defined as kyphosis, lordosis, or scoliosis)
- Traumatology (including fractures)
- Tumoral pathologies



- 1 Définir la taille de la plaque
- 2 Impacter deux picots en position diagonale
- 3 Mettre la pointe carrée dans son logement et appuyer
- 4 Mettre en place deux vis
- 5 Retirer les picots et remplacer par des vis
- 6 Tourner de 90° le bouton de blocage

- 1 Define the size of the plate
- 2 Impact two pins in diagonal position
- 3 Set the sharp point in its site and push
- 4 Place two screws
- 5 Remove the pins and replace with screws
- 6 Turn 90° the locking button

Implants MORPHO



L = 20-90 mm avec un incrément de 2,5 mm
L = 20-90 mm with an increment of 2.5 mm



1.6 mm

Vis autotaraudantes Ø 4 mm
Self-tapping screws Ø 4 mm



L = 10-24 mm avec un incrément de 2 mm
L = 10-24 mm with an increment of 2 mm

Vis autotaraudantes Ø 4,5 mm
Self-tapping screws Ø 4.5 mm



L = 10-24 mm avec un incrément de 2 mm
L = 10-24 mm with an increment of 2 mm

Vis autoforantes Ø 4 mm*
Self-drilling screws Ø 4 mm*

L = 10-24 mm avec un incrément de 2 mm
L = 10-24 mm with an increment of 2 mm

*Sur demande spéciale/On special request

Les vis de diamètre 4 mm sont à angle variable.
Les vis de diamètre 4.5 mm sont à angle fixe et sont utilisées si une construction rigide est souhaitée ou dans le cas d'une tentative infructueuse de vissage d'une vis de 4 mm.

The screws of diameter 4 mm are variable angle screws.
The screws of diameter 4.5 mm are fixed-angle screws and are used if a rigid construct is desired or in situations where bone purchase has been lost with a 4 mm screw.

MORPHO est un dispositif médical marqué CE de classe IIb (implants), classe I (instruments) fabriqué par hpi et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié SGS n°1639. .
La disponibilité des produits peut varier en fonction des pays et des marchés.
Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Avant toute opération chirurgicale, lisez attentivement la notice. En France, MORPHO est un dispositif médical pris en charge par l'Assurance Maladie.

MORPHO is a medical device CE marked of class IIb (implants), class I (instruments) manufactured by hpi and for which the conformity evaluation was undertaken by the notify body SGS n°1639.
Devices availability may vary according to countries and markets.
This document is intended for healthcare professionals only. Before any surgical procedure, please read the instructions of use carefully.