


# CAP

Cages intersomatiques cervicales

Cervical interbody fusion devices

Cage intersomatique cervicale conçue pour le traitement des pathologies discales dégénératives et d'instabilités dans la région C3-C7.

Cervical interbody fusion device designed for the treatment of degenerative disc diseases and instabilities in the C3 to C7 region.




Biconvexe  
Contact osseux optimal

Biconvexe  
Optimal bone contact



Picots en titane  
Stries de stabilisation

Titanium spikes  
Bone-hugging serrations



Contour anatomique  
Large espace de greffe  
Témoins radio-opaques

Anatomical design  
Large bone graft area  
Radio-opaque markers




Impaction stable  
6 tailles standard  
4 tailles small

Stable impaction  
6 standard sizes  
4 small sizes


Matière/Material:  
PEEK OPTIMA® LT1

Approche/Approach:  
antérieure/anterior



## Indications

- Hernies discales
- Discopathies dégénératives avec instabilité
- Restaurer la hauteur discale
- Pseudarthrose
- Discal hernia
- Degenerative discopathy with instability
- Restore discal height
- Pseudarthrosis




**CAP Cervical Standard**  
 Longueur/Length: 15, 17, 20 mm  
 Largeur/Width: 13 mm  
 Hauteur/Height: 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm



**CAP Cervical Small**  
 Longueur/Length: 13 mm  
 Largeur/Width: 11 mm  
 Hauteur/Height: 6, 7, 8, 9 mm


## Instruments



**Distracteur**  
 Définition de la hauteur  
 Distraction optimale  
**Distractor**  
 Definition of the height  
 Optimal distraction



**Impacteur à préhension**  
 Impactor with holder



**Impacteur standard**  
 Standard impactor



CAP est un dispositif médical marqué CE de classe IIb (implants), classe IIa (distracteurs), classe I (instruments), fabriqué par hpi et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié SGS n°1639. La disponibilité des produits peut varier en fonction des pays et des marchés. Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Avant toute opération chirurgicale, lisez attentivement la notice. En France, CAP est un dispositif médical pris en charge par l'Assurance Maladie.

CAP is a medical device CE marked of class IIb (implant), IIa (distractors), I (instruments) manufactured by hpi and for which the conformity evaluation was undertaken by the notified body SGS n°1639. Devices availability may vary according to countries and markets. This document is intended for healthcare professionals only. Before any surgical procedure, please read the instructions of use carefully.